

งานซักฟอก

จัดทำ Lean ปี 2561 เรื่องการลดขั้นตอนการเช็ดสต็อกผ้าในหอผู้ป่วยและหน่วยงานที่ใช้ผ้า โดยใช้ โปรแกรม Hosxp ด้วยวิธีง่าย ๆ ดูการเปรียบเทียบกัน ดังนี้

ก่อนลดขั้นตอน (Pre – Lean)	หลังลดขั้นตอน (Post – Lean)
<p>1. จัดเตรียมสมุดเช็ดสต็อกผ้า เดินไปยังหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานที่ใช้ผ้า รอลิฟท์ 13 นาที</p> <p>2. นับผ้าสะอาดในตู้สต็อกพร้อมจดจำนวน 12 นาที</p> <p>3. รอลิฟท์และเดินทางกลับงานซักฟอก 12 นาที</p> <p>4. ส่งสมุดให้เจ้าหน้าที่จ่ายผ้าสะอาดเพื่อจ่ายผ้าสะอาดตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง 3 นาที</p> <p style="text-align: right;">รวม 40 นาที</p>	<p>1. เบิกเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือกโปรแกรมตามระบบ 12 นาที</p> <p>2. พบจำนวนผู้ป่วยแต่ละ Ward แล้วจดจำนวนผู้ป่วย X 2 เท่า + 5 ชุด 10 นาที</p> <p>3. เจ้าหน้าที่จ่ายผ้าสะอาดตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง ยกเว้น ผ้าบางชนิดที่ใช้วิธีแลกระหว่างผ้าเป็อนแลกกับผ้าสะอาด 3 นาที</p> <p style="text-align: right;">รวม 25 นาที</p>

ลดลงไป 15 นาที นะคะ